




PERMED

GRANDUS B-ONE

Grandus B-One

**Kıkırdak Onarma Materyali
ve**

**Enjekte Edilebilir Kıkırdak
Onarım İmplantı**



Grandus B-One Kıkırdak Onarma Materyali

- Doku büyümesi için yapı
- Mükemmel osteokondüktivite
- Basit artroskopik operasyon tekniği



PERMED Sağlık spor cerrahisi endikasyonları için doku onarımı ürünleri geliştirmeye odaklanmıştır.

Grandus B-One travmatik ve osteoartrit eklemlerdeki kıkırdak ve osteokondral defektlerde kullanım için hücre içermeyen, kullanıma hazır bir implanttır.


Grandus B-One çeşitli kalsiyum tuzlarından ve seramiklerden imal edilen doku entegrasyonu ve yeniden modellenmesi yüksek porozitesi ile destekleyen bir ürün olup üç fazlı bir yapı iskelesidir. Vücut sıvıları ve besleyici maddeleri absorbe ederek çalışır.

Ürün uygulama basamakları aşağıda illüstre edildiği gibidir.

- 1- Defekt bölgesi belirlenir.
- 2- Defekt bölgesi uygulama için hazırlanır.
- 3- Mikrofraktür işlemi yapılır.
- 4- B-ONE defekt bölgesini kapatacak şekilde uygulanır.
- 5- Osteotom vasıtası ile bölgeye yayılarak pürüzsüz bir yüzey yaratılır.



Grandus B-One Enjekte Edilebilir Kıkırdak Onarım İmplantı



- Küçük kıkırdak defektlerinin kolay onarımı
- Hızlı operasyon

